

# あなたの血管のために、定期的な検査を受けましょう。

## 検査方法

**Q** 動脈硬化検査はどうやって測定するの？

**A** 血圧を測るのと同じ感覚。検査時間はわずか5分です。

両手、両足首の4カ所の血圧を同時に測定するだけで、ほとんど痛みはありません。薄手の服ならそのまま測定することができます。


とっても  
カンタン



## ABI

あなたの血管の詰まり具合


ABI (足関節 / 上腕血圧比) の値が低いほど、足の血管が詰まっている可能性が高く、また心臓や脳などの臓器障害を併発するリスクも大きくなります。



## baPWV

血管のしなやかさ(血管年齢)

baPWV (脈波伝播速度) の値が高いほど、血管や臓器への負担が増すため、脳出血や脳梗塞、狭心症などの臓器障害を発症するリスクが大きくなります。



# 動脈硬化検査測定例(70歳女性)

